

Высококачественные продукты  
ТМ «ВАРИАНТ».

**Вариант**<sup>®</sup>

**Мы заботимся о Вас!**



## БИНТЫ МАРЛЕВЫЕ «ВАРИАНТ»



Классические отрезные марлевые бинты, подпрессованные с краёв. Современная технология производства и строгий контроль качества позволяет производить нашу продукцию согласно ГОСТ 1172-93

Бинты ТМ «ВАРИАНТ» упакованы в компактные брикеты, различимые по цветам, в зависимости от стерилизации (стерильные – оранжевый, нестерильные – зелёный).

Стерилизация производится радиационным методом.

Ассортимент размерного ряда удобен для правильного моделирования фиксирующей повязки.

**Назначение:** марлевые бинты применяются для фиксации и наложения повязок, а стерильные марлевые бинты также могут быть использованы в качестве готовых операционно-перевязочных средств.

**Состав:** бинты изготовлены из высококачественной отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли (100 % хлопок).

**Ассортиментный ряд бинтов:** 5x10, 7x14, 10x16.

**Срок годности:** 5 лет.



## САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ «ВАРИАНТ»

Марлевая салфетка из двух слоёв марли, с подвёрнутыми внутрь краями, сложенный вчетверо.

Главное отличие марлевых салфеток ТМ «ВАРИАНТ»- использование специального автоматизированного оборудования, позволяющего надежно подворачивать края марли внутрь салфетки. Таким образом, при использовании салфетки, свёрнутой заводским способом в несколько слоёв, исключается возможность попадания свободных нитей в рану.


Стерилизация производится радиационным методом.

**Назначение:** марлевые стерильные салфетки применяются в качестве готовых операционно-перевязочных средств. Используются при прямом контакте с открытой раневой поверхностью.

**Состав:** салфетки изготовлены из высококачественной отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли (100 % хлопок).

**Ассортиментный ряд салфеток:**  
16x14 (10 штук), 16x14 (20 штук),  
45x29 (5 штук)

**Срок годности:** 5 лет.



## МАРЛЕВЫЕ САЛФЕТКИ ЕВРО «ВАРИАНТ»



Марлевые салфетки 8 - слойные, сложенные из полоски марли.

Салфетка марлевая медицинская стерильная - применяется для использования в качестве готовых операционно-перевязочных средств, для наложения повязок, осушения ран, при перевязках и операциях, для тампонады с целью остановки кровотечения и дренирования, закрепления перевязочного материала, давления на какую-нибудь часть тела (в основном, для остановки кровотечения), предупреждения отека тканей или удержания конечности либо иной части тела в неподвижном состоянии, а также для защиты раны или измененной поверхности кожи от воздействия внешней среды - фиксируются бинтом или медицинским пластырем. Для обеспечения полной безопасности края салфеток марлевых сложены внутрь.

Стерилизация радиационная. Наличие протокола стерилизации и инструкции по радиационной стерилизации медицинских изделий.

Материал: 100% хлопок, отбеленный.

*Срок годности - 5 лет.*

Евро-упаковка № 10	Блистер № 3, 5, 10
5*5 см	5*5 см
	7,5*7,5 см
	10*10 см



Стандартные отрезы, произведённые из марлевого полотна шириной 90 см., разрезанного на куски определённой длины и расфасованного в непроницаемую для влаги и загрязнений упаковку.

Для удобства аптечных работников, марлевые отрезы ТМ «ВАРИАНТ» различимы по цветам полосы на упаковке, соответственно размеру (2м - зелёный, 3м - синий, 5м – коричневый, 10 м - сиреневый).

**Назначение:** марлевые отрезы применяются для изготовления индивидуальных перевязочных материалов. В случае контакта с открытой раневой поверхностью подлежат обязательной стерилизации.

**Состав:** марлевые отрезы изготовлены из высококачественной отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли ( 100 % хлопок)..

**Ассортиментный ряд отрезов:** 0,9x2 м, 0,9x3 м, 0,9x5 м, 0,9x10 м.

**Срок годности:** 6 лет.



100%-й хлопок, очищенный, отбеленный, с высоким содержанием длинных волокон.

Передовое европейское оборудование, строжайший контроль на всех стадиях технологического процесса, использование сырья высочайшего качества позволяют нам производить вату не только полностью соответствующую ГОСТ 5556-81, но и по ряду параметров превосходить его требования.

**Отличительные свойства нашей ваты:**

- высокая капиллярность и поглотительная способность,
- длинные волокна,
- отсутствие посторонних примесей,
- всегда нейтральная PH-среда,
- трёхслойная упаковка, позволяющая сохранять стерильность на протяжении всего срока годности.

**Назначение:** вата медицинская хирургическая нестерильная используется в медицинских и гигиенических целях, а стерильная, как правило, в случаях, когда вата будет соприкасаться с повреждённой поверхностью кожи, либо с открытой раной.

**Состав:** 100 % хлопковые волокна 1-3 сорта.

**Ассортиментный ряд:**

- рулоны по 50 г, 100 г, 250 г (стерильные и нестерильные);
- в виде ленты ЗИГ-ЗАГ по 50 г, 100 г;

**Срок годности:** 5 лет.



Косметические палочки с ватной головкой, выполненной из уникальной по своему качеству ваты «ВАРИАНТ».

Ватные палочки «ВАРИАНТ» производятся двух типов - классические и с ограничителем.

Наши ватные палочки уникальны по соотношению «цена-качество», в особенности это касается палочек с ограничителем.

### Назначение ватных палочек:

- гигиеническая чистка ушных раковин и носовых пазух,
- нанесение антисептических растворов на поражённый участок кожи,
- локальное нанесение лечебных средств,
- сбор лабораторных материалов для проведения клинических анализов.

**Состав:** ватная головка сделана из медицинской гигроскопической ваты высочайшего качества, которая не вызывает аллергической реакции и абсолютно безопасна при непосредственном контакте с кожей и слизистой.

### Ассортиментный ряд ватных палочек:

- классические в пластиковом коробе по 200 шт.,
- классические в пластиковом коробе по 100 шт.,
- с ограничителем в пластиковом коробе по 60 шт.

**Срок годности:** не ограничен.

## ПОВЯЗКИ ПЛАСТЫРНОГО ТИПА «ВАРИАНТ».

В последнее десятилетие произошел пересмотр многих представлений о средствах местного лечения ран, значительный прогресс наблюдается в разработке и производстве перевязочных средств. По современным представлениям пластырная повязка должна выбираться не только на основе типа и характеристики раны, но и быть удобной в использовании и обеспечивать высокое качество жизни пациента.

Несомненное преимущество повязок пластырного типа - стерильность и одноразовый характер использования, что создаёт благоприятные условия для постоянной готовности к применению, упрощает процедуру перевязки, экономит перевязочный материал. Будучи продуктом современных высоких технологий, пластырные повязки выполнены из гипоаллергенных материалов с повышенной воздухо-/паропроницаемостью которые не препятствуют нормальному течению раневого процесса; прочно фиксируются к коже, не оставляя после себя следов раздражения; идеально повторяют естественный контур тела в месте наложения; не ограничивают объема движений и не смещаются.

Повязки пластырного типа «ВАРИАНТ» представляют собой комбинированное изделие, включающее фиксирующую часть на основе нетканого полотна с клеевым слоем, и впитывающую подушечку из нетканого материала.

Повязки стерилизуются радиационным способом, выпускаются в индивидуальной упаковке.





# ПОВЯЗКИ ПЛАСТЫРНОГО ТИПА БАКТЕРИЦИДНЫЕ «ВАРИАНТ».

Бактерицидное действие повязки обеспечивается пропиткой подушки Хлоридом Бензалкония.

Хлорид Бензалкония проявляет фунгицидную активность в отношении грибов и бактерицидную активность против некоторых грамотрицательных (синегнойная и кишечная палочка, клебсиелла, протей и другие) и грамположительных (включая стрептококки, стафилококки) микроорганизмов при циркуляции раневого экссудата. Таким образом, осуществляется очистка инфицированной раны и предотвращение инфицирования без применения лекарственных средств.



Впитывающая способность подушки - 850 гр/м кв. Слой подушки, контактирующий с раной, имеет атравматичную структуру и исключает вторичное травмирование раны при перевязке. Применяемые при изготовлении бактерицидной повязки материалы обеспечивают защиту раны в течение 24 часов, что соответствует современным методикам ухода за ранами, и обеспечивает комфорт пациента.

**Назначение:** используются для первичной и первично-отсроченной обработки ран (травмы мягких и костных тканей, ожоги, гнойные раны), профилактики вторичного инфицирования ран госпитальными штаммами микроорганизмов

**Состав:** фиксирующая основа из нетканого полотна с гипоаллергенным акриловым клеевым слоем, впитывающая подушка из нетканого материала, пропитанная антибактериальным раствором Хлорида Бензалкония.

**Ассортиментный ряд повязок:** 50мм x 50мм, 80мм x 60мм, 100мм x 90мм, 150мм x 90мм.

**Срок годности:** 5 лет.



Особенностью повязки с суперадсорбентом является впитывающая подушка из инновационного материала (Германия), который имеет уникальные показатели впитываемости без добавления химических абсорбентов. Подушка впитывает и удерживает большое количество раневого экссудата.

Впитывающая способность подушки 1300 гр/м кв., по сорбционной способности повязка не имеет аналогов.

Слой подушки, контактирующий с раной, имеет атравматичную структуру и обеспечивает не прилипание к ране.

**Назначение:** используются для закрытия инфицированных гранулирующих и послеоперационных ран.

**Состав:** фиксирующая основа из нетканого полотна с гипоаллергенным акриловым клеевым слоем, впитывающая подушка из инновационного нетканого материала повышенной плотности.

**Ассортиментный ряд повязок:**  
80мм x 60мм, 100мм x 90мм, 150мм x 90мм,  
200мм x 100мм, 250мм x 100мм.

**Срок годности:** 5 лет.

## САМОФИКСИРУЮЩИЕСЯ БИНТЫ «ВАРИАНТ».

Самофиксирующиеся бинты «ВАРИАНТ» – это удобный современный перевязочный материал, который обеспечивает надежную фиксацию на длительный срок, бинт не приклеивается к коже, волосам и одежде, не раздражает кожу и не требует завязывания благодаря особой структуре поверхности бинта, позволяющей последующему слою цепляться за предыдущий.



Бинты самофиксирующиеся (когезивные) «ВАРИАНТ» предназначены для фиксации повязок.

В лечении ран фиксирующий бинт выполняет одновременно несколько функций: обеспечивает фиксацию повязки на ране, оказывает давление на рану, что препятствует возникновению отеков краев раны. Кроме того, фиксирующая повязка предохраняет рану от загрязнения и инфицирования.

Преимущества самофиксирующихся бинтов по сравнению с традиционными марлевыми бинтами очевидны:

самофиксирующийся бинт не сыплется (т.к. не имеет резанного края), его не нужно завязывать, расход такого бинта на одну перевязку гораздо ниже, существенно сокращается время, необходимое для перевязки.

Самофиксирующиеся бинты «ВАРИАНТ» эластичны (в зависимости от вида бинта разная растяжимость), тем самым обеспечивается мягкое давление на рану, что хорошо фиксирует повязку, в то же время не доставляет дискомфорта из-за избыточного давления.

Различаются бинты «ВАРИАНТ» степенью растяжимости, цветом и наличием / отсутствием натурального латекса в составе (для аллергиков).



## БИНТЫ КОГЕЗИВНЫЕ (САМОФИКСИРУЮЩИЕСЯ) «ВАРИАНТ».



Самофиксирующиеся бинты малой эластичности позволяют наносить повязку практически не создавая давления на травмированный участок кожи (когда это необходимо, например – при ожогах), при этом несколько не уменьшая надёжности крепления бинта.

### Состав:

42% хлопок, 29% вискоза, 29% полиамид – латекс.

### Цвет: белый.

Форма выпуска - рулон в следующих размерах:  
ширина: 4 см, 6 см, 8 см, 10 см;  
длина в растянутом состоянии составляет 4 м.

Срок годности: 4 года 11 месяцев.

# БИНТЫ ЭЛАСТИЧНЫЕ КОГЕЗИВНЫЕ (САМОФИКСИРУЮЩИЕСЯ) ЦВЕТНЫЕ «ВАРИАНТ».



Самофиксирующиеся бинты средней эластичности обеспечивают необходимое мягкое давление на рану, что хорошо фиксирует повязку, в то же время не доставляет дискомфорта из-за избыточного давления.

Различные цвета удовлетворят самого взыскательного клиента.

### Состав:

42% хлопок, 29% вискоза, 28% полиамид, 1% эластан – латекс.

Цвет: красный, синий.

Форма выпуска - рулон в следующих размерах:

ширина: 4 см, 6 см, 8 см, 10 см;  
длина в растянутом состоянии составляет 4 м.

Срок годности: 4 года 11 месяцев.





## **БИНТЫ КОГЕЗИВНЫЕ (САМОФИКСИРУЮЩИЕСЯ) «ВАРИАНТ» БЕЗ ЛАТЕКСА.**

Главным отличием данной разновидности бинтов ТМ «ВАРИАНТ» малой эластичности, является отсутствие в составе натурального латекса, что делает возможным их применение пациентами, обладающими аллергией данного типа.

За счёт большой длины бинта в рулоне хорошо подходит для использования в ЛПУ.

**Состав:**

42% хлопок, 29% вискоза, 29% полиамид,  
(без латекса).

**Цвет:** белый.

**Форма выпуска** - рулон в следующих размерах:  
ширина: 4 см, 6 см, 8 см, 10 см,  
длина в растянутом состоянии составляет 10 м.

**Срок годности:** 4 года 11 месяцев.



## КАТУШЕЧНЫЕ ЛЕЙКОПЛАСТЫРИ «ВАРИАНТ»



Катушечные лейкопластыри обеспечивают надежную фиксацию повязок и широко используются в медицинской практике.

Все лейкопластыри "Вариант" намотаны на пластиковую катушку и закрыты полупрозрачным футляром из пластика устойчивого к механическим повреждениям.

Для изготовления лейкопластырей "Вариант" используются только гипоаллергенные высококачественные материалы ведущих производителей Германии, Испании, Швейцарии и Великобритании. В производстве используются только термоплавкие клеи.

Соответствуют стандарту качества ГОСТ Р 53498-2009, имеют европейские сертификаты соответствия стандартам.

Основные виды лейкопластырей "Вариант":

- Катушечный лейкопластырь на *тканевой* основе
- Катушечный лейкопластырь на *нетканой* основе
- Катушечный лейкопластырь на *пленочной* основе
- Катушечный лейкопластырь на *шелковой* основе (*тканевая основа ацетат*)

## БИНТЫ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ «ВАРИАНТ» С ЗАСТЕЖКОЙ



Бинты предназначены для профилактики оздоровления и лечения варикозного расширения вен, хронических тромбофлебитов, поддержания суставов и мягких тканей в покое после травм и операций. В профилактических целях – для избавления от перегрузок и переутомления при физической нагрузке, для профилактики растяжений и травм при занятиях спортом.

Состав:  
58 % хлопок, 23 % полиэфир, 19 % латекс

Срок годности: 5 лет

Форма выпуска:

Ширина бинта	Длина бинта						
	1 м	1,5 м	2 м	2,5 м	3 м	3,5 м	5 м
60 мм					3 м		
80 мм	1 м	1,5 м	2 м	2,5 м	3 м	3,5 м	5 м
100 мм		1,5 м			3 м		5 м
120 мм		1,5 м			3 м		



# КАТУШЕЧНЫЕ ЛЕЙКОПЛАСТЫРИ «ВАРИАНТ»

## Пленочная основа



Представляет собой водоотталкивающую прозрачную микроперфорированную ленту, что обеспечивает свободный газообмен с поверхности кожи. Клеящая основа гипоаллергенна.

*Представлен в размерах:  
1,25x500см; 2,5x500см*

## Тканевая основа (ацетат)



Основа из ткани ацетатной 100 %, обладает водоотталкивающими свойствами, хорошо пропускает воздух, не вызывает мацерации кожи. Характеризуется мягкостью и высокой механической плотностью (благодаря особому плетению и подвижной структуре ткани). Не растягивается. Благодаря зигзагообразному краю, легко отрывается без применения ножниц.

*Представлен в размере  
2,5x500см*

## Нетканая основа



Представляет собой ленту основа, которой нетканая вискоза телесного цвета, пористая структура отлично пропускает воздух и влагу – не вызывая мацерации кожи. Несмотря на плотную фиксацию, пластырь легко удаляется, не раздражая даже особо чувствительную кожу.

*Представлен в размерах:  
1,25x500см; 2,5x500см;  
5x500см*

## Тканевая основа



Традиционный тканевой пластырь представляет собой ленту, из 100% хлопка белого цвета, имеющую высокую степень механической прочности и сильную клеящую способность. Воздухопроницаем. Применяемый цинкоксидный клей уменьшает риск возникновения раздражения.

*Представлен в размерах:  
1,25x500см; 2,5x500см;  
5x500см*

## ПЛАСТЫРНЫЕ НАБОРЫ «ВАРИАНТ»



### ИЗГОТОВЛЕННЫ

в Испании компанией Седеррот Дистрикс САУ на европейском оборудовании из качественного сырья. Пластыри производства Седеррот на протяжении многих лет реализуются в странах Западной Европы и зарекомендовали себя как высококачественные и востребованные средства защиты и профилактики мелких ран и порезов. Изготовлены по заказу компании ООО ВАРИАНТ.

Соответствуют европейским стандартам (European Pharmacopeia II Ed., Directive 93/42/CEE, Directive 2007/47/EC).

В ассортименте представлены 4 наименования наборов: классический, водонепроницаемый, спортивный, деликатный. Подушечки всех пластырей пропитаны экстрактом Алоэ Вера (1,5 %), который обладает большим количеством целебных свойств, снимает воспаление и зуд, обезболивает, заживляет раны, усиливает обменные процессы в тканях и обладает бактерицидными, противогрибковым и противовирусным действием. Благодаря этому пластыри бережно защищают рану от размножения микроорганизмов и бактерий, успокаивают кожу и ускоряют процесс заживления.


Разные типы основ пластырей позволяют покупателю выбрать подходящий для себя вид пластыря с учетом условий использования. Предназначены для закрытия мелких травм кожи – ссадин, царапин, порезов, натертостей и др.

*Срок годности - 5 лет.*

# ПЛАСТЫРНЫЕ НАБОРЫ «ВАРИАНТ».



## КЛАССИЧЕСКИЙ



12 пластырей: 72 x 19 мм  
8 пластырей 72 x 25 мм

Микроперфорированный воздухопроницаемый пластырь телесного цвета на полиэтиленовой основе. Гипоаллергенный, грязнепроницаемый, эластичный и плотно прилегающий к коже. Абсорбирующая подушечка (компресс) обладает высокой впитываемостью. Ее поверхность защищена от прилипания к поврежденному участку кожи. Компресс пропитан раствором на основе Алоэ Вера с концентрацией 1,5%, что способствует скорейшему заживлению раны. Пластырь снимается без боли и не оставляет следов на коже.

Свойства пластыря:

- Гипоаллергенный
- Основа с микроперфорацией позволяет коже дышать

Способ применения: тщательно очистить, продезинфицировать и просушить рану и прилегающий участок кожи. Приклеить пластырь. Менять не реже двух раз в день.

## ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



7 пластырей: 57 x 19 мм  
3 пластыря: 72 x 38 мм

Пластырь выполнен из прозрачной водонепроницаемой полиуретановой пленки надежно защищает поврежденный участок кожи от влаги, воды и грязи. Этот гипоаллергенный, эластичный, грязнепроницаемый и плотно прилегающий пластырь специально разработан для защиты ран во время приема душа, ванны и купания. Абсорбирующая подушечка (компресс) обладает высокой впитываемостью. Ее поверхность защищена от прилипания к поврежденному участку кожи. Компресс пропитан раствором на основе Алоэ Вера с концентрацией 1,5%, что способствует скорейшему заживлению раны. Пластырь снимается без боли и не оставляет следов на коже.

Свойства пластыря:

- Непроницаем для влаги и воды
- Гипоаллергенный
- Эстетичный и незаметный


Способ применения: тщательно очистить, продезинфицировать и просушить рану и прилегающий участок кожи. Приклеить пластырь. Менять не реже двух раз в день.



# ПЛАСТЫРНЫЕ НАБОРЫ «ВАРИАНТ».




## СПОРТИВНЫЙ



16 пластырей: 72 x 19 мм

## ДЕЛИКАТНЫЙ



10 пластырей: 57 x 16 мм  
10 пластырей: 72 x 19 мм



Микроперфорированный, дышащий, грязнепроницаемый пластырь выполнен из мягкого и гибкого вспененного полиэтилена. Этот гипоаллергенный, водонепроницаемый, плотно прилегающий эластичный пластырь позволяет защитить повреждения кожи на подвижных участках тела —

коленях, пальцах рук, локтях, пятках, обеспечивая максимальную защиту и предохраняя от травм и ударов. Идеально подходит для занятий спортом и активного отдыха.

Абсорбирующая подушечка (компресс) обладает высокой впитываемостью. Ее поверхность защищена от прилипания к поврежденному участку кожи. Компресс пропитан раствором на основе Алоэ Вера с концентрацией 1,5%, что способствует скорейшему заживлению раны.

Пластырь снимается без боли и не оставляет следов на коже.

Свойства пластыря:

- Гипоаллергенный
- Основа с микроперфорацией позволяет коже дышать
- Рекомендован для использования при занятиях спортом

Способ применения: тщательно очистить, продезинфицировать и просушить рану и прилегающий участок кожи. Приклеить пластырь. Менять не реже двух раз в день.

Гипоаллергенный микроперфорированный воздухопроницаемый пластырь выполнен из лёгкого, тонкого и приятного для кожи нетканого материала и предназначен для людей с чувствительной кожей. Этот грязнепроницаемый, эластичный и плотно прилегающий пластырь идеально подходит для детей и пожилых людей. Абсорбирующая подушечка (компресс) обладает высокой впитываемостью. Ее поверхность защищена от прилипания к поврежденному участку кожи. Компресс пропитан раствором на основе Алоэ Вера с концентрацией 1,5%, что способствует скорейшему заживлению раны. Пластырь снимается без боли и не оставляет следов на коже.

Свойства пластыря:

- Гипоаллергенный
- Основа с микроперфорацией позволяет коже дышать
- Рекомендован для использования на чувствительной коже

Способ применения: тщательно очистить, продезинфицировать и просушить рану и прилегающий участок кожи. Приклеить пластырь. Менять не реже двух раз в день.

## ПЕЛЕНКА ОДНОРАЗОВАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ «ВАРИАНТ»



Одноразовые гигиенические пеленки обладают очень большой впитывающей способностью.

Благодаря своим размерам и характеристикам, позволяют предотвратить возникновение раздражения кожи, пролежней и других проблем, связанных с использованием обычных простыней. Впитывающие пеленки гипоаллергенны, надежно удерживают влагу и нейтрализуют запах.

**Назначение:** одноразовые впитывающие пеленки применяются для взрослых и детей, а также как пеленки для новорожденных в целях обеспечения комфорта и гигиены. Идеально подходят для ухода за лежачими больными, в поездке, на даче, во время отдыха и на природе. Применяются во время смены подгузника, при использовании мочеприемника, при смене катетера, во время проведения гигиенических процедур, при редком и нерегулярном недержании.

**Состав:** целлюлоза, нетканый материал, полиэтилен, клей.

**Ассортиментный ряд:** 60x40см, 60x60см, 60x90см.

**Срок годности:** 8 лет.

**Изготовлены:** ООО МедПол г. СПб, г. Кронштадт

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



**+ 7 (812) 718-75-14**  
**[www.variantfarm.ru](http://www.variantfarm.ru)**